

Invacare® | **Pronto™ M41**

NIEUW



Invacare® **Modulite™**



Veelzijdig & compact voor alledaags gebruik

De *Invacare Pronto M41* is een slanke en veelzijdige elektrische binnenrolstoel. De rolstoel is uitgevoerd met het *Invacare Modulite™* zitsysteem, waardoor hij op vele manieren te configureren is. Door de compacte middenwiel basis is het gemakkelijk rijden binnenshuis.



Yes, you can.®



Kleine draaicirkel

De M41 is een middenwiel aangedreven rolstoel met kleine dimensies. Hierdoor heeft de **Pronto M41** een draaicirkel van slechts ongeveer 1 meter en draait de rolstoel eenvoudig om zijn as!

Overwint alledaagse obstakels

Door de versimpelde **SureStep®** technologie kunnen kleine obstakels, zoals drempels, eenvoudig worden overwonnen. De zes wielen blijven altijd op de grond voor maximale stabiliteit.

Persoonlijk!

De **Pronto M41** is uitgerust met het modulaire zitsysteem. Door dit modulaire systeem is het mogelijk om diverse

ruggen en kussens te monteren, waaronder Flex3, gepolsterd en de Invacare **Matrx®** ruggen.

Eigenschappen en opties



Stabiliteit met **SureStep®**

De zes wielen blijven altijd aan de grond voor een optimale stabiliteit en om lekker te rijden.



Slank ontwerp

Combineert mobiliteit met stijl.



Beugels

Vier geïntegreerde beugels voor taxi-transport in de rolstoel.



Service

Er is geen gereedschap nodig om bij belangrijke componenten te komen.



Eigenschappen en opties

Invacare® **Modulite™**



Rugverstelling

Elektrische rugverstelling tot 30 graden.



T-armsteun

Deze armsteun is in hoogte verstelbaar en afneembaar. Er zijn 4 verschillende armleggers mogelijk.



Opklapbare armsteun

De **Modulite™** zitting kan gecombineerd worden met een opklapbare armleuning. Zeer gewenst bij zijwaartse transfers.



Matrix zitting

Meerdere types **Matrix®** ruggen kunnen gecombineerd worden met **Modulite™** voor optimale ondersteuning en positionering.



Flex3 rug

De Flex3 rug is in breedte instelbaar van 38 cm tot 53 cm.



LNX

Elektrische centrale beensteun voor een actieve zitpositie.



Beensteun opties

Keuze uit manueel of elektrisch verstelbare beensteunen.



Kantel positie

De **Modulite™** zitting kan worden gekanteld tot 30 graden. De rugverstelling gaat ook tot 30 graden.



ACS2 besturingsopties

Brede range aan **ACS2** besturingsopties, inclusief kinbesturing en hoofdbesturing.



Lift

De zitlift heeft een bereik tot 30 cm.



Zwaartepunt instelling

30 graden kantelverstelling houdt rekening met het zwaartepunt van de gebruiker voor een goede positionering.

**Technische gegevens**

						
Invacare Pronto M41	380 - 530 mm ¹	410 - 510 mm ² 510 - 560 mm ²	420 - 720 mm ³	480 - 660 mm ⁴	245 - 310 mm ⁵ 230 - 360 mm ⁶	290 - 460 mm ⁴ 0 - 30°
						
Invacare Pronto M41	90 - 120°	1030 - 1090 mm ⁴	610 - 690 mm ⁷	1030 mm ⁴	830 mm	136 kg 2 x 12V 32 Ah
						
Invacare Pronto M41	1075 mm	50 mm	7° / 12,3%	2 x 250 W	17,5 km ⁸	6 km/h 112 to 128 kg ⁴

- 1/ 50 mm extra door armsteun instelling
2/ Instelbaar
3/ Met zitlift
4/ Afhankelijk van de configuratie
5/ T-armsteun
6/ Opklapbare armsteun
7/ Wielbasis breedte 610 mm
8/ Volgens ISO 7176-4:2008
9/ Invacare **Modulite™**-zitcomponenten zijn geheel uitwisselbaar binnen de Invacare elektrische rolstoel range en gedeeltelijk binnen de Invacare Rea® familie.
10/ Voldoet aan de richtlijnen voor de "Restriction of the use of certain Hazardous Substances (ROHS) voor elektrische apparatuur (2011/65/EC)
11/ Voldoet aan de wetgeving omtrent "Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals" (REACH).

**Frame kleur**

Electric Red

Invacare B.V.
Ede
Nederland
Tel.: +31 (0) 3 18 - 695757
Fax +31 (0) 3 18 - 695758
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2015 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure.
Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging.

Pronto M41 - NL - 07/2015



Meer gedetailleerde informatie, technische gegevens, aanwijzingen voor transport en beschrijving van bepaalde opties zijn terug te vinden in de gebruikershandleiding.



Yes, you can.®